

### アドエアディスカス、セレVENTディスカス、フルタイドディスカス

吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
吸入前	カバーを開けて、レバーをグリップのところまで「カチリ」という音がするまで押すことができる					
	吸入器を水平に持つことができる					
吸入	苦しならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口を軽くくわえることができる					
	強く深く「スーッ」と吸入することができる					
	吸入口から口を離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる					
	ゆっくりと息を吐くことができる					
吸入後	カバーを閉じることができる					
	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
その他	残量の確認をすることができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2017.08.01

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

### アドエアディスカス、セレVENTディスカス、フルタイドディスカス

吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
吸入前	カバーを開けて、レバーをグリップのところまで「カチリ」という音がするまで押すことができる					
	吸入器を水平に持つことができる					
吸入	苦しならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口を軽くくわえることができる					
	強く深く「スーッ」と吸入することができる					
	吸入口から口を離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる					
	ゆっくりと息を吐くことができる					
吸入後	カバーを閉じることができる					
	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
その他	残量の確認をすることができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2017.08.01

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします