

ビレーズトリ、ビベスピ		病名	名前			
吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		／	／	／	／	／
準備 〈初回のみ〉	缶をよく振り、１回空噴霧を４度繰り返すことができる					
洗浄後・ 前回使用より ７日以上経過 している時	缶をよく振り、１回空噴霧を２度繰り返すことができる					
吸入前	吸入口のキャップをはずすことができる					
	缶をよく振ることができる					
	缶を逆さにして水平に正しく構えることができる					
吸入	苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※ 吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇で おおうことができる					
	息を吸い始めると同時にボンベの底を強く押して、 ゆっくり深く吸入することができる					
	吸入口から口を離し、口を閉じて３秒程度の息止めがで きる					
	ゆっくり息を吐くことができる					
吸入後	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各２回）					
洗浄：週１回	アクアチュエーターから缶とキャップを外すことができる （缶は濡らさない）					
	アクアチュエーターの中を約30秒ぬるま湯で洗い流すことがで きる アクアチュエーターを逆さまにして30秒ぬるま湯で洗い流す ことができる					
	アクアチュエーターをよく振り、風通しのよい場所で乾燥させる ことができる（濡れているうちは、缶をセットしない）					
	アクアチュエーターが完全に乾いたら、薬がでないように、 缶をアクアチュエーターに差し込むことができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

リスト改訂日2021.03.08

ビレーズトリ、ビベスピ		病名	名前			
吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		／	／	／	／	／
準備 〈初回のみ〉	缶をよく振り、１回空噴霧を４度繰り返すことができる					
洗浄後・ 前回使用より ７日以上経過 している時	缶をよく振り、１回空噴霧を２度繰り返すことができる					
吸入前	吸入口のキャップをはずすことができる					
	缶をよく振ることができる					
	缶を逆さにして水平に正しく構えることができる					
吸入	苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※ 吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇で おおうことができる					
	息を吸い始めると同時にボンベの底を強く押して、 ゆっくり深く吸入することができる					
	吸入口から口を離し、口を閉じて３秒程度の息止めがで きる					
	ゆっくり息を吐くことができる					
吸入後	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各２回）					
洗浄：週１回	アクアチュエーターから缶とキャップを外すことができる （缶は濡らさない）					
	アクアチュエーターの中を約30秒ぬるま湯で洗い流すことがで きる アクアチュエーターを逆さまにして30秒ぬるま湯で洗い流す ことができる					
	アクアチュエーターをよく振り、風通しのよい場所で乾燥させる ことができる（濡れているうちは、缶をセットしない）					
	アクアチュエーターが完全に乾いたら、薬がでないように、 缶をアクアチュエーターに差し込むことができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

リスト改訂日2021.03.08