

**スピオルトレスピマツ、スピリーバレスピマツ**

吸入チェック項目		病名		名前		
		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
準備 〈初回のみ〉	カートリッジを挿入できる					
	透明ケースを装着できる					
	試し噴霧を行うことができる（4回噴霧）					
吸入前	キャップを閉じた状態で、透明ケースを“カチッ”と音がするまで矢印の方向に180度回転させることができる					
吸入	キャップを開け、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口をしっかりと口にくわえることができる					
	慌てず普段通りの呼吸をしながら噴霧ボタンを押し、吸いこむことができる					
	吸入口を口から離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる					
	ゆっくりと息を吐くことができる					
	同じ動作を繰り返すことができる（2吸入目）					
吸入後	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
保管	週に1回は清潔にすることができる					
その他	残量の確認をすることができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください リスト改訂日2019.07.01.

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

**スピオルトレスピマツ、スピリーバレスピマツ**

吸入チェック項目		病名		名前		
		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
準備 〈初回のみ〉	カートリッジを挿入できる					
	透明ケースを装着できる					
	試し噴霧を行うことができる（4回噴霧）					
吸入前	キャップを閉じた状態で、透明ケースを“カチッ”と音がするまで矢印の方向に180度回転させることができる					
吸入	キャップを開け、苦しくならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口をしっかりと口にくわえることができる					
	慌てず普段通りの呼吸をしながら噴霧ボタンを押し、吸いこむことができる					
	吸入口を口から離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる					
	ゆっくりと息を吐くことができる					
	同じ動作を繰り返すことができる（2吸入目）					
吸入後	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
保管	週に1回は清潔にすることができる					
その他	残量の確認をすることができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください リスト改訂日2019.07.01.

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします