


# ネオステリングリーンうがい液 0.2%の使い方

## 口腔内の消毒 の場合

### おすすめ方

うがい液(ネオステリングリーン)

キャップのねじやまの一番下までの量 (約2mL)



+


水 100mL

## 抜歯創の感染予防 の場合

### ① おすすめ方

うがい液(ネオステリングリーン)

キャップのねじやまの一番下までの量 (約2mL)



+

水 20mL

(キャップ約3杯分)

② 使用回数 1日 2回 起床後・眠前

③ ブクブクうがいはしない!

うがい液をそっと口にふくむ程度にしましょう。